

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-010198_3		
Preparat/ Product:	Starazolin Blue Light (POLAND)		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 130 x 180 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: - Tekst/ Text: Arial 6 pt		
Kolorystyka/ Colours:	 BLACK	Opracował/ Prepared by:	16.06.2025 M.Małodzińska-Lamek

Starazolin®

Blue Light

Krople do oczu

Instrukcja używania



Starazolin® Blue Light to wyrób medyczny do stosowania do oczu. Jest to jalowy, wolny od konserwantów roztwór o średniej lepkości, fizjologiczny i izosmotyczny, zawierający kwas hialuronowy, kwas rozmarynowy i witaminę B12.

Starazolin® Blue Light wykazuje głównie działanie nawilżające i kojące.

Kwas hialuronowy jest biogodnym polimerem, który występuje naturalnie w wielu ludzkich tkankach. Dzięki właściwościom viskoelastycznym i zatrzymującym wodę produkt wykazuje działanie nawilżające. Ponadto przywraca objętość łez.

Kwas rozmarynowy i witamina B12 są substancjami o właściwościach antyoksydacyjnych, które reagują z wolnymi rodnikami i je neutralizują. Działanie antyoksydacyjne obserwowane jest na powierzchni rogówki.

Starazolin® Blue Light wspiera fizjologiczne i zintegrowane mechanizmy antyoksydacyjne organizmu oraz zwiększa zawartość warstwy wodnej filmu łzowego, co przyczynia się do utrzymania lub przywrócenia trofizmu tkanki oka. Znajduje więc szczególne zastosowanie w leczeniu zespołu suchego oka, chorób oczu o podłożu alergicznym lub innego typu dyskomfortu oczu spowodowanego obciążeniem środowiskowym lub mechanicznym. Wskazany jest również do stosowania w celu ochrony oczu przed promieniowaniem UV i światłem niebieskim.

ZASTOSOWANIE

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA I ODCZUCIE DYSKOMFORTU W OKU

Zmniejsza objawy zespołu suchego oka o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, któremu towarzyszy świąd, pieczenie, odczucie ciała obcego, zaczerwienienie nie spowodowane:

- czynnikami środowiskowymi takimi jak: zmiany klimatu, zanieczyszczenia atmosferyczne, pył, ekspozycja na promieniowanie słoneczne, suche lub bardzo gorące powietrze, klimatyzacja;
- stresem mechanicznym takim jak: nieefektywne mruganie spowodowane długotrwałym korzystaniem z komputera lub długotrwałym prowadzeniem pojazdów, uczeniem się, używaniem soczewek kontaktowych;
- zmianami związanymi z wiekiem, menopauzą lub okresem postmenopauzalnym; fizjologicznym zmniejszeniem wchłaniania witaminy B12 przyjmowanej z dietą;
- niedoborami żywieniowymi, w tym zmniejszonym lub niedostatecznym spożyciem witamin;

- zapaleniem powiek. W tym przypadku odruch mrugania po wprowadzeniu kropli do oczu ułatwia również pozbycie się ewentualnych wydzielin obecnych na brzegach powieki.

SEZONOWE ALERGICZNE ZAPALENIE SPOJÓWEK

Łagodzi objawy sezonowego alergicznego zapalenia spojówek, nawet w połączeniu z zespołem suchego oka. Przywraca objętość łez, usuwa alergeny z filmu łzowego dzięki mruganiu indukowanemu podaniem kropli, a także przeciwdziała zjawiskom oksydacyjnym poprzez wsparcie fizjologicznych mechanizmów antyoksydacyjnych.

DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE

Starazolin® Blue Light dzięki połączeniu kwasu rozmarynowego i witaminy B12 wykazuje działanie antyoksydacyjne w celu przeciwdziałania wpływowi wolnych rodników (wytworzonych na powierzchni oka po ekspozycji na słońce), które z czasem uszkadzają zarówno naczynia barwnikowe, jak i fotoreceptory, wywołując zwyrodnienie plamki żółtej oraz powodując zmętnienie soczewki i zaćmę.

Ponadto dzięki działaniu antyoksydacyjnemu **Starazolin® Blue Light** chroni oczy przed uszkodzeniami powodowanymi przez promieniowanie UV i ŚWIATŁO NIEBIESKIE, zarówno naturalne (słoneczne), jak i sztuczne, takie jak emitowane przez ekrany komputera, tabletu, smartfona i telewizora.

DŁUGOTRWĄLE STOSOWANIE I OSOBY UŻYWAJĄCE SOCEWKI KONTAKTOWYCH

Starazolin® Blue Light jest również wskazany do częstego i długotrwałego stosowania.

Starazolin® Blue Light może być stosowany z jednodniowymi soczewkami kontaktowymi: niewielki wpływ na zabarwienie soczewek widoczny po ich wyjęciu, nie wpływa na właściwości optyczne.

SKŁAD

Hialuronian sodu 0,12%, kwas rozmarynowy (ekstrahowany z *Coleus forskohlii*) 0,020%, allantoina, hydroksypropylometylceluloza, gliceryna, witamina B12 0,010%, fosforan sodu jednozasadowy jednowodny, fosforan sodu dwuzasadowy dwunastowodny, chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.

- Zerwać plombę zabezpieczającą przed pierwszym podaniem.
- Zdjąć nasadkę zabezpieczającą.
- Ścisnąć pojemnik i zakropić po 2 krople do każdego oka, chyba że zalecono inaczej.
- Po każdej kropli odczekać kilka sekund, nie ścisnąć butelki. Umożliwi to swobodny przepływ powietrza z powrotem do systemu; w przeciwnym razie wycisnienie kropli będzie utrudnione.
- W wyniku stopniowego opróżniania butelki z biegiem czasu podanie produktu może wiązać się z koniecznością wywierania większej siły nacisku. Wynika to z właściwości systemu zamknięcia, który pozwala zachować sterylność oraz właściwości chemiczne i fizyczne roztworów bez konserwantów. W butelce zawsze pozostaje również niewielka ilość roztworu.
- Strząsnąć kroplę pozostającą na końcówce aplikatora po użyciu.
- Po użyciu natychmiast zamknąć butelkę nakrętką.
- Nie nakładać ponownie nasadki zabezpieczającej, gdy pojemnik jest nadal ściśnięty.
- Nie dotykać niczego końcówką aplikatora, w tym oka lub palców.
- Produkt można stosować do 3 miesięcy po pierwszym otwarciu.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania do oczu.
- Produkt może być używany tylko przez jednego pacjenta.
- Nie stosować produktu, jeśli pojemnik jest uszkodzony lub nie był szczelnie zamknięty przy pierwszym otwarciu.
- Nie należy używać produktu, jeśli widoczne są w nim cząstki i/lub zmiana zabarwienia roztworu.
- Podczas stosowania produktu nie dotykać oka ani żadnej innej powierzchni końcówką dozującą pojemnika.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Nie stosować w przypadku stwierdzonej nietolerancji na którykolwiek ze składników.
- Jeśli u pacjenta występuje ciężkie uszkodzenie przezroczystej warstwy przedniej oka (rogówki), fosforany w bardzo rzadkich przypadkach mogą spowodować pojawienie się zmętniałych plam na rogówce w wyniku odkładania się wapnia w trakcie leczenia.
- Nie zgłaszano interakcji z innymi lekami ani innymi kroplami do oczu, jednak należy zachować odstęp co najmniej 15 minut pomiędzy podaniem innych kropli do oczu.
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania produktu należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

- Produkt należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego produktu.
- Do użytku zewnętrznego, nie połykać.
- Nie próbować manipulować butelką ani demontować z niej końcówki.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić Producentowi i Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pocztą elektroniczną (incydenty@urpl.gov.pl), faksem (22 492 11 29), listem poleconym lub przesyłką kurierską (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Dotychczas nie są znane żadne działania niepożądane.

WARUNKI PRZECZOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zawartość należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.

OPAKOWANIE

Jedna butelka zawiera 10 ml jałowego roztworu bez konserwantów.

TERMIN WAŻNOŚCI

Patrz termin ważności podany na pudełku i na pojemniku.

CE 0051

MD

STERILE A

#

DT/01/DT/007



C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

Via Modena, 15
40019 - Sant'Agata Bolognese (BO), Włochy



Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska



Data ostatniej aktualizacji: 02.02 z 01/2024